


ISO Guide 34 糖度標準品



特點與優勢總結：

經濟利益

- 可定制不同包裝
- 延長的保質期-12 周-(嚴格按照 ICUMSA 生產) 即用型
- 可以跟任意品牌的折射率儀配套使用
- 廣泛的產品區間 (1-60% w/w)
- 裝於滴瓶中

技術利益

- ISO Guide 34 認證(INAB Ref:001RM)
- 每個批次測算不確定度
- 產品一致性-獨立，可追溯, 認證
- COA 和 MSDS 線上下載

Reagecon 提供符合 ISO Guide 34 (INAB Ref:001RM)認證的糖度標準品.此認證是生產 CRM 的必要條件.它代表了最高等級的標準品的認證.ISO Guide 34 認證包含了生產計畫，原材料選擇，標準品定值，不確定度，可溯源性，產品均一性和穩定性，產品包裝和檔的製作。這些糖度標準品通過重量法認證，不確定度< 0.15% w/w, 並且包含了相應的折射率值。

ISO Guide 34 認證糖度標準品 (INAB Ref:001RM) -12 周有效期

產品編號	白利糖度值 (w/w) @ 20°C	標稱白利糖度值 %*	標稱折射率值@ 20°C	包裝規格
BS05	5% Sucrose	5% Brix	1.340264	15ml
BS07	7% Sucrose	7% Brix	1.343253	15ml
BS10	10% Sucrose	10% Brix	1.347824	15ml
BS11.2	11.2% Sucrose	11.2% Brix	1.349682	15ml
BS11.5	11.5% Sucrose	11.5% Brix	1.350149	15ml
BS12	12% Sucrose	12% Brix	1.350930	15ml
BS12.5	12.5% Sucrose	12.5% Brix	1.351714	15ml
BS15	15% Sucrose	15% Brix	1.355679	15ml
BS20	20% Sucrose	20% Brix	1.363842	15ml
BS25	25% Sucrose	25% Brix	1.372328	15ml
BS30	30% Sucrose	30% Brix	1.381149	15ml
BS35	35% Sucrose	35% Brix	1.390322	15ml
BS40	40% Sucrose	40% Brix	1.399860	15ml
BS45	45% Sucrose	45% Brix	1.409777	15ml
BS50	50% Sucrose	50% Brix	1.420087	15ml
BS55	55% Sucrose	55% Brix	1.430800	15ml
BS60	60% Sucrose	60% Brix	1.441928	15ml

*標稱折射率值從 ICUMSA 獲取

糖度標準液 (穩定型)- -ISO17025 認證

糖度標準品 - 穩定型- 1 年有效期

描述	標稱折射率值@ 20°C*	產品編號 15ml	產品編號 6x15ml
糖度標準液，穩定型 0%	1.332986	BS00S	BS00S6
糖度標準液，穩定型 5%	1.340264	BS05S	BS05S6
糖度標準液，穩定型 7%	1.343253	BS07S	BS07S6
糖度標準液，穩定型 10%	1.347824	BS10S	BS10S6
糖度標準液，穩定型 11.2%	1.349682	BS112S	BS112S6
糖度標準液，穩定型 11.5%	1.350149	BS115S	BS115S6
糖度標準液，穩定型 12%	1.350930	BS12S	BS12S6
糖度標準液，穩定型 12.5%	1.351714	BS125S	BS125S6
糖度標準液，穩定型 14.9%	1.355519	BS149S	BS149S6
糖度標準液，穩定型 15%	1.355679	BS15S	BS15S6
糖度標準液，穩定型 19.4%	1.362846	BS194S	BS194S6
糖度標準液，穩定型 20%	1.363842	BS20S	BS20S6
糖度標準液，穩定型 23.8%	1.370261	BS238S	BS238S6
糖度標準液，穩定型 25%	1.372328	BS25S	BS25S6
糖度標準液，穩定型 30%	1.381149	BS30S	BS30S6
糖度標準液，穩定型 35%	1.390322	BS35S	BS35S6
糖度標準液，穩定型 40%	1.399860	BS40S	BS40S6
糖度標準液，穩定型 45%	1.409777	BS45S	BS45S6
糖度標準液，穩定型 50%	1.420087	BS50S	BS50S6
糖度標準液，穩定型 55%	1.430800	BS55S	BS55S6
糖度標準液，穩定型 60%	1.441928	BS60S	BS60S6
糖度標準液，穩定型 67.5%	1.459290	BS67S	BS67S6

*標稱折射率值從 ICUMSA 獲取，除了貨號 BS67S 和 BS67S6