



◆SN2S+DG



◆SN2S+YZA5B



◆SN2S+2xYZA5B

產品型號

SN 2S

產品介紹

- 流量範圍：0.00010-825mL/min
- 獨有的定時功能，定時定量添加，使用更便捷
- 可選配多種幫浦頭：DG系列、YZ系列、BZ系列
- 步進電機驅動，128倍細分，高精度，低振動，超靜音
- 講究的工業設計，外觀時尚、小巧，做工精細

典型應用

實驗室、採樣、生化、灌裝、精細化工

產品特點

產品型號	SN 2S
轉速調節範圍	0.1-200RPM
轉速分辨率	0.1(<100RPM) · 1(≥100RPM)
顯示功能	3位數碼管顯示轉速，顯示定時時間
方向控制	轉運方向可逆功能
定時功能	定時範圍0.1S-99Hr
操作方式	薄膜按鍵操控，方便、快捷、可靠
全速功能	可通過全速按鈕實現管路快速填充與排空
掉電記憶功能	重新上電後，按掉電前狀態繼續運行
外部控制功能	選配不同型號的外控模塊，可進行啟停控制、方向控制、流量控制，0-5v、0-10v、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選
通訊功能	選配通訊模塊，可進行RS485通訊控制(使用通用Modbus規約)
噪音控制	智能溫控系統，最大限度降低蠕動幫浦噪音
腳踏開關控制	可選配腳踏開關控制啟停
功率消耗	<35W
適用電源	寬泛電壓AC90-260V · 50Hz/60Hz
工作環境	0-40°C · 濕度<80%不結露
外型尺寸	225mmX143mmX148mm(不含幫浦頭)
驅動器重量	2.2KG
防護等級	IP31



台北公司：886-2-29964887 FAX：886-2-29965381
台中公司：886-4-23873526 FAX：886-4-23802098
彰化公司：886-4-7687839 FAX：886-4-7681505
高雄辦事處：886-7-7276469



patrick@finetech-filter.com(北部)
golden@finetech-filter.com(中部)
edison@finetech-filters.com(南部)

選型指南

驅動器	適用幫浦頭	幫浦頭滾輪數	可選通道	軟管	轉速範圍 (RPM)	流量範圍 (mL/min)
SN 2S	DG-1(2,4,6) A	6	1,2,4,6	1X1	0.1-200	0.007-13.45
				2x1		0.02-40.60
				3x1		0.04-75.12
	DG-1(2,4,6) B	10	1,2,4,6	1x1	0.1-200	0.006-11.96
				2x1		0.017-33.19
				3x1		0.028-54.65
	YZA5A YZA5B	3	1,2	13#	0.1-200	0.008-15.45
				14#		0.027-58.87
				19#		0.052-110.7
				16#		0.086-180.4
				25#		0.18-366.6
				17#		0.32-615.0
				18#		0.41-825.0
	YZB5A YZB5B	3	1,2	15#	0.1-200	0.17-345.0
				24#		0.29-700.0
	BZA5-14	3	1,2	14#	0.1-200	0.023-48.5
	BZA5-16			16#		0.079-158.5
	BZB5A			24#		0.25-548.4

注：1.DG系列幫浦頭不建議150RPM以上長時間連續運轉 2.表中流量值為硅膠管實測數據,另有多種進口軟管可選