



◆SN2L+DG



◆SN4L+YZA5B



◆SN6L-2xYZA5A

產品型號

SN 2L

產品介紹

- 流量範圍:0.00001-2416mL/min
- 獨有的定時功能，定時定量的添加，使用更便捷
- 可選配多種幫浦頭:DG系列、YZ系列、BZ系列
- 流量與轉速同屏顯示,流量校正
- 流量精度最高可達±0.5%以內

典型應用

實驗室、製藥機械配套

產品特點

產品型號	SN 2L	SN 4L	SN 6L
轉速調節範圍	0.01-200RPM	0.01-400RPM	0.01-600RPM
轉速分辨率	0.01(<10RPM) · 0.1(<100RPM) · 1(≥100RPM)		
顯示功能	128x32圖形點陣液晶顯示，流量與轉速同屏顯示		
方向控制	運轉方向可逆功能		
定時功能	定時範圍0.1S-99Hr		
操作方式	旋轉編碼開關配合薄膜按鍵操作，用戶使用更便捷		
全速功能	可通過全速按鍵實現管路快速填充與排空		
掉電記憶功能	重新上電後，按掉電前狀態繼續運行		
校正功能	具有流量自動校準功能,操作方便快捷		
外部控制功能	選配不同型號的外控模塊，可行啟停控制、方向控制、流量控制，0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選		
通訊功能	選配通訊模塊，可進行RS485通訊控制(使用通用Modbus規約)		
輸出功能	啟停、方向輸出,頻率輸出0-10KHz, oc門輸出		
噪音控制	智能溫控系統,最大限度降低蠕動幫浦噪音		
腳踏開關控制	可選配腳踏開關控制啟停		
功率消耗	<35W(SN 2L) · <50W(SN 4L) · <75W(SN 6L)		
適用電源	寬泛電壓AC90-260V · 50Hz/60Hz		
工作環境	0-40°C, 濕度<80%不結露		
外型尺寸	292mmx208mmx180mm(不含幫浦頭)		
驅動器重量	3.8KG		
防護等級	IP31		



台北公司 : 886-2-29964887 FAX : 886-2-29965381
台中公司 : 886-4-23873526 FAX : 886-4-23802098
彰化公司 : 886-4-7687839 FAX : 886-4-7681505
高雄辦事處 : 886-7-7276469



patrick@finetech-filter.com(北部)
golden@finetech-filter.com(中部)
edison@finetech-filters.com(南部)

選型指南

驅動器	適用幫浦頭	幫浦頭滾輪數	可選通道	軟管	轉速範圍 (RPM)	流量範圍 (mL/min)
SN 2L	DG-1(2,4,6)A	6	1,2,4,6	1x1	0.01-200	0.0007-13.45
				2x1		0.002-40.60
				3x1		0.004-75.12
	DG-1(2,4,6)B	10	1,2,4,6	1x1	0.01-200	0.0006-11.96
				2x1		0.0017-33.19
				3x1		0.0028-54.65
	YZA5A YZA5B	3	1,2	13#	0.01-200	0.0008-15.45
				14#		0.0027-58.87
				19#		0.0052-110.7
				16#		0.0086-180.4
				25#		0.018-366.6
				17#		0.032-615.0
	YZB5A YZB5B	3	1,2	15#	0.01-200	0.017-345.0
				24#		0.029-700.0
	BZA5-14	3	1,2	14#	0.01-200	0.0023-48.5
	BZA5-16			16#		0.0079-158.5
	BZB5A			24#		0.025-548.4
SN 4L	YZA5A YZA5B	3	1,2	13#	0.01-400	0.0008-30.98
				14#		0.0027-117.6
				19#		0.0052-218.3
				16#		0.0086-364.9
				25#		0.018-763.3
				17#		0.032-1360
	YZB5A YZB5B	3	1,2	15#	0.01-400	0.017-695.0
				24#		0.029-1223.3
	BZA5-14	3	1,2	14#	0.01-400	0.0023-96.8
	BZA5-16			16#		0.0079-330.9
	BZB5A			24#		0.025-1117
SN 6L	YZA5A YZA5B	3	1,2	13#	0.01-600	0.0008-46.10
				14#		0.0027-178.1
				19#		0.0052-336.9
				16#		0.0086-556.2
				25#		0.018-1176.6
				17#		0.032-2111.6
				18#		0.041-2416
	YZB5A YZB5B	3	1,2	15#	0.01-600	0.017-1066.6
				24#		0.029-1856
	BZA5-14	3	1,2	14#	0.01-600	0.0023-150
	BZA5-16			16#		0.0079-489.9
	BZB5A			24#		0.025-1630

注：1.DG系列幫浦頭不建議150RPM以上長時間連續運轉 2.表中流量值為硅膠管實測數據,另有多種進口軟管可選