

その他・設定

アカウント

メールアドレスの変更

パスワードの変更

プロフィールの変更

歩数計測モード

歩数計測モードの変更

①「その他・設定」から
「歩数計測モードの変更」を選択

利用規約

プライバシーポリシー

お問い合わせ

ライセンス

ホーム 計測記録 お知らせ 健康チェック その他・設定

歩数計測モードの変更

歩数計測モードを変更します。

※ スマートフォンによる自動計測では、iOS内蔵のヘルスケアアプリ(HealthKit)と連携した自動計測を行います。

※T-PRO活動量計による計測を行う場合、対応しているT-PRO製品は「T-fit pro30」になります。また、歩数を取得できなくなるため、T-PRO公式アプリ「iWOWNfit Pro」をインストールしている場合、アンインストールをお願いします。

②歩数計測モードで
「T-PRO活動量計を使用」を選択

スマートフォンによる自動計測

T-PRO活動量計を使用(所有者のみ)

③「保存」をタップ

保存する

接続するT-PRO活動量計を変更します。

T-PRO活動量計の変更

歩数計測モードの変更

歩数計測モードを変更します。

※スマートフォンによる自動計測では、iOS内蔵のヘルスケアアプリ(HealthKit)と連携した自動計測を行います。

※T-PRO活動量計による計測を行う場合、対応しているT-PRO製品は「T-fit pro30」になります。また、歩数を取得できなくなるため、T-PRO公式アプリ「iWOWNfit Pro」をインストールしている場合、アンインストールをお願いします。

確認

歩数計測モードを変更すると、今日の歩数が一度初期化されます。
変更してもよろしいですか？

いいえ はい

④「はい」をタップ

接続するT-PRO活動量計の変更

