

溶出介質-濃縮液



為何使用溶出介質濃縮液？

商業效益


- 減少製備時間
- 為核心活動挪出資源
- 節省實驗室的寶貴空間

技術效益

- 產品的一致性
- 監管和標籤完全合規
- 分析證書和安全資料表可線上獲得

Reagecon 已添加新一列溶散介質濃縮液至其製造的產品系列。

利用 Reagecon 溶散介質濃縮液，您將省去所有的製備步驟直接至最後攪拌，只需添加淨化水並攪拌，這將使您的溶解試驗快速進行且成本降低。



節省每一批寶貴的時間！

Reagecon 有使您的溶解測試時間大大節省且測試效率顯著提升的產品，它們是：

- 根據相關藥典需求製備
- 材料和方法與藥典無偏差
- 保證精確度和穩定性
- 2 年保質期
- COA 和 MSDS 可線上下載

溶出介質 - 濃縮液

產品編號	符合的藥典	濃度	包裝規格
磷酸鉀 pH 5.8			
DBC01-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC01-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC01-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
磷酸鉀 pH 6.0			
DBC02-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC02-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC02-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
DBC02-1L	USP & Ph. Eur.	1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
磷酸鉀 pH 6.8			
DBC03-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC03-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC03-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
磷酸鉀 pH 7.2			
DBC04-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC04-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC04-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
DBC04-1L	USP & Ph. Eur.	1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
磷酸鉀 pH 7.5			
DBC05-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC05-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC05-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
DBC05-1L	USP & Ph. Eur.	1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
醋酸鹽緩衝液 pH 4.5			
DBC06-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC06-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC06-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
十二烷基硫酸鈉 0.50%			
DBC07-400	USP	400ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC07-500	USP	500ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
磷酸鉀 pH 7.4			
DBC08-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC08-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC08-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝

溶出介質 - 濃縮型

產品編號	符合的藥典	濃度	包裝規格
磷酸鈉 pH 6.8			
DBC09-230	USP	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC09-250	USP	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC09-960	USP	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
鹽酸 0.01N			
DBC10-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC10-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC10-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成	6 瓶裝
DBC10-1L	USP & Ph. Eur.	25L 1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
鹽酸 0.1N			
DBC11-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC11-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC11-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
DBC11-1L	USP & Ph. Eur.	1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
模擬胃液--無酶			
DBC12-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC12-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC12-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
模擬腸液--無酶			
DBC13-230	USP & Ph. Eur.	230.8ml 可稀釋成 6L	12 瓶裝
DBC13-250	USP & Ph. Eur.	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC13-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
磷酸鹽緩衝液 pH 6.8			
DBC14-500	JP	500ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC14-960	JP	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
2nd 溶出介質			
DBC15-250	JP	250ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC15-960	JP	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
磷酸鉀 pH 4.5			
DBC20-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
氯化鉀 0.05M			
DBC25-400	USP & Ph. Eur.	400ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
DBC25-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝

產品編號	符合的藥典	濃度	包裝規格
磷酸鉀 pH 4.5			
DBC40-IL	USP & Ph. Eur.	1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
磷酸鉀 pH 7.1			
DBC41-IL	USP & Ph. Eur.	1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
DBC41-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
磷酸鉀 pH 8.0			
DBC42-IL	USP & Ph. Eur.	1L 可稀釋成 40L	6 瓶裝
DBC42-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
十二烷基硫酸鈉, pH 7			
DBC43-500	USP & Ph. Eur.	500ml 可稀釋成 10L	12 瓶裝
磷酸鉀 pH 6.8 + 1.0% SDS(十二烷基硫酸鈉)			
DBC44-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	12 瓶裝
磷酸鉀 pH 6.8 + 0.5% SDS(十二烷基硫酸鈉)			
DBC45-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
醋酸鹽緩衝液 pH 4.5 + 1.0% SDS(十二烷基硫酸鈉)			
DBC46-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
醋酸鹽緩衝液 pH 4.5 + 0.5% SDS(十二烷基硫酸鈉)			
DBC47-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
0.1N HCl+1.0% SDS (十二烷基硫酸鈉)			
DBC48-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝
0.1N HCl+0.5% SDS (十二烷基硫酸鈉)			
DBC49-960	USP & Ph. Eur.	961.5ml 可稀釋成 25L	6 瓶裝