


乳製品檢測 標準品與試劑



評估乳製品的分析測試涉及各式各樣的原料。這些原料具有不同的化學和物理成分。這些原料包括含稀奶或稠奶的產品，有液態也有固態且濃稠度各異，並在某些情況下包括一些添加了非乳製品的產品。

由於該多樣性，以健康為目的，選擇最適合的方法尤為重要。方法的選擇還將取決於測試是出於監管還是合規性原因，以便實現品質控制、品質保證、食品安全或產品穩定性的目的。



Reagecon 制定了一系列適合乳製品測試的物理和化學標準。本節列出其中一些隻存在於乳製品業的產品。本目錄的其他適當標題下列出其中另外一些與 PH 值、電導率、折射率、密度、金屬和陰離子測定相關的產品

目前正在研發與維生素、食品添加劑、防腐劑、色彩、調味料、香料化合物、糖和衛生性殘留物/副產品測定相關的標準液和試劑。欲查詢該發展管道的更新情況，請登錄網站 www.reagecon.com

乳製品檢測用標準品與試劑

產品編號	描述	包裝規格
SUFMTI	Gerber 檢測--硫酸 FMT d. 1.815-1.825	1L
SUFMT5	Gerber 檢測--硫酸 FMT d. 1.815-1.825	5L
SUFMT25	Gerber 檢測--硫酸 FMT d. 1.815-1.825	25L
SUFMTJ	Gerber 檢測--硫酸 FMT d. 1.815-1.825	2.5L
BOA2I	凱氏試劑 2% w/v 硼酸--不含指示劑	1L
BOA25	凱氏試劑 2% w/v 硼酸--不含指示劑	5L
BOA10	凱氏試劑 2% w/v 硼酸--不含指示劑	10 L
BOA225	凱氏試劑 2% w/v 硼酸--不含指示劑	25L
S30WW5	凱氏試劑 30% w/w (40% w/v) 氫氧化鈉	5L
S30WWLN	凱氏試劑 30% w/w (40% w/v) 氫氧化鈉	5L

產品編號	描述	包裝規格
KJR015	凱氏試劑 4% w/v 硼酸--含指示劑	5L
BOA41	凱氏試劑 4% w/v 硼酸--不含指示劑	1L
BOA4	凱氏試劑 4% w/v 硼酸--不含指示劑	5L
BOA425	凱氏試劑 4% w/v 硼酸--不含指示劑	25L
ST840	凱氏試劑 40% w/v 氫氧化鈉/8%硫代硫酸鈉	25L
ST841	凱氏試劑 40% w/v 氫氧化鈉/8%硫代硫酸鈉	5L
WTR045	氯化鋇 10% w/v	5L
BOAI205	凱氏試劑 2% w/v 硼酸--含指示劑 (亞甲藍 and 甲基紅)	5L
BOAI225	凱氏試劑 2% 硼酸--含指示劑	25L
BOA3310	凱氏試劑 3.3% w/v 硼酸	10 L
PFSI	試亞鐵靈指示劑	100ml
FEA25	鐵鉍鑿指示劑 (Volhard)	250ml
MTR05025	0.1%甲基橙指示劑，以酒精為溶劑	250ml
IPT01H	0.1%酚酞指示劑	500ml
IPT05F	0.5%酚酞指示劑，以酒精為溶劑	1L
IPT05W	0.5%酚酞指示劑，以酒精為溶劑	2.5L
IPT10H	1%酚酞指示劑	500ml
IPT10W	1.0%酚酞指示劑，以酒精為溶劑	2.5L
IPT1025	1% 酚酞指示劑	250ml
IPT16W	1.6%酚酞指示劑	2.5L
PCS5	5%鉻酸鉀指示劑	500ml
TB04F	0.04%百里酚藍指示劑，以酒精為溶劑	500ml
NPD03	磷酸酶檢測：4-硝基苯磷酸二鈉	12 x 0.15g
NPD04	磷酸酶檢測： Carbonate Bi-Carbonate 緩衝液 (Aschafenburg and Mullen 磷酸酶檢測緩衝液)	12 x 2.5g
CH3CN50I	乙腈, 50% v/v	1L
BAB204I	硼酸鋇-氫氧化物緩衝液	1L
BAOH01I	氫氧化鋇, 0.1N	1L
BOR009I	硼酸鈉緩衝液, 0.00996M	1L
BUT705I	正丁醇, 7.5% v/v	1L
CUS05I	硫酸銅溶液，0.05%	1L
CUS1I	硫酸銅溶液 1%	1L
CUSSOLA	硫酸銅溶液 A 440.9mg Cu/25ml	1L
CUSSOLB	硫酸銅溶液 B 72.5g/L	1L
FESO4I	硫酸亞鐵溶液	1L
PBA10I	醋酸鉛, 10%	1L
PB00574	磷酸鹽緩衝液 0.05M pH 7.4	1L
EFSKNO	電極電解液，雙接橋， Double Junction Bridge Solution 10% w/v 硝酸鉀	100ml
PP500F	高錳酸鉀 5% w/v	1L
PP500W	高錳酸鉀 5% w/v	2.5L
S2WW1	氫氧化鈉 2% w/v	1L
ZS60I	硫酸鋅, 6% w/v	1L